NaI(Tl) 闪烁谱仪测定 γ 射线的能谱

黄康靖

北京大学物理学院 2012 级本科生 学号:masked student id*

(日期: March 18, 2015)

闪烁体探测器是利用某些物质在射线作用下会发光的特性,对放射线进行测量和探测的仪器. 在核物理实验中,比较常见的闪烁体探测器为 NaI(Tl) 闪烁谱仪. 本实验对于其的原理、特性与结构进行了了解与研究,鉴定了其的能量分辨率与线性. 并且使用探测器,对于 γ 射线与物质相互作用的规律进行了研究

关键词: γ 射线, 闪烁谱仪, 能谱, 闪烁体

^{*} huangkangjing@gmail.com; masked phone number

I. 引言

闪烁体探测器是利用某些物质在射线作用下会发光的特性,对放射线进行测量和探测的仪器. 其主要优点是: 既能够探测各种类型的带电粒子, 又能探测中性粒子; 既能够探测粒子的强度 (即单位时间内的粒子数目), 也能够探测粒子的能量; 并且探测效率高, 分辨时间短. 这些优秀的特性使得闪烁探测器在核物理研究和放射性同位素的测量中都得到了非常广泛的应用.[1]

在核物理实验中, 比较常见的闪烁体探测器为 NaI(Tl) 闪烁谱仪. 对于其原理、特性与结构的学习与了解是有实际意义的. 本实验对于闪烁谱仪的这些原理、特性与结构进行了了解与研究, 鉴定了其的能量分辨率与线性. 并且通过对于 γ 射线能谱的测量, 对于 γ 射线与物质相互作用的规律进行了研究.

II. 实验

A. 仪器

本实验采用的 NaI(Tl) 闪烁谱仪结构如图 1所示.




图 1: 实验采用的 NaI(TI) 闪烁谱仪结构示意图

闪烁谱仪探测放射线的能谱的机制如下: 当有放射线粒子通过闪烁体时, 闪烁体将会闪烁发光, 产生一个闪烁光脉冲信号. 闪烁光脉冲信号将会通过光电倍增管被转化为一个放大的电脉冲信号, 进而进一步被线性放大器放大为一个更大的电脉冲信号. 电脉冲信号的强度应当正比于闪烁光脉冲信号, 从而正比于放射线粒子在闪烁体内失

去的能量,进而线性相关于放射线的能量.另一方面,当入射放射线的强度不是太强,或者说发光体发光的衰减时间足够短,从而使得闪烁光脉冲产生的电脉冲在时间上彼此独立可以分辨时,计数电脉冲信号即可测量放射线的强度.

这样,闪烁谱仪就能同时用于测定放射线的能量和强度.实验上,为了测定入射放射线的能谱,往往将闪烁探测器的输出端接入单道脉冲幅度分析器,以对具备某一特定能量(幅度)的脉冲进行计数.在现代微机技术下,亦有多道分析器用于同步地测定整个能谱范围内各能量的脉冲计数,以实现能谱的快速而方便的测量.[1]

对于一台闪烁谱仪,它有许多与其精度相关的参数.其中在本实验中比较值得注意的是能量分辨率,这个参数表征对于单一能量的粒子输入,谱仪测量输出的能量谱展宽.其定义为脉冲计数率随脉冲幅度分布的半峰宽度 $\Delta V_{1/2}$ 与计数率最大的脉冲幅度 V_0 之比. 即

$$\epsilon = \frac{\Delta V_{1/2}}{V_0} \tag{1}$$

另一方面,利用闪烁谱仪做精确能量测量时,需要确定入射粒子的能量和它产生的脉冲幅度之间的线性关系.通常的做法是取一组标准源,测量该源相应的峰处的脉冲幅度,建立粒子能量和对应峰位的关系曲线,称为能量刻度曲线.典型的能量刻度曲线为

$$E = GX_p + E_0 (2)$$

B. 背景: γ 射线与物质的相互作用

 γ 射线与物质的相互作用主要有三种过程:[1]

a. 光电效应

入射 γ 粒子把能量全部转移给原子中的束缚电子, 从而把电子打出来形成光电子的过程, 其机制满足爱因斯坦光电效应方程:

$$h\nu = E_k + A \tag{3}$$

b. 康普顿散射

入射 γ 粒子和原子中的束缚电子发生弹性碰撞, 从而将部分能量转移给电子的过程, 其机制满足方程:

$$h\nu' = \frac{h\nu}{1 + \alpha(1 - \cos\theta)}\tag{4}$$

c. 正负电子对的产生

当 γ 射线能量超过 $2m_ec^2$ (1.022 MeV)之后,它可以受原子核或者电子的库伦场作用转化为正负电子对.

这一过程存在辐射光子能量为0.511 Mev的特征辐射, 由产生的正电子湮灭之后产生.

C. 实验内容

实验先后完成了:

- a. 使用单道分析器对 ¹³⁷Cs 的能谱作测量.
- b. 使用单道分析器, 利用 ¹³⁷Cs 和 ⁶⁰Co 的四个峰给闪烁谱仪定标, 测量其能量刻度 曲线.
- c. 使用多道分析器观察了混合谱和单一谱下测得能谱的图线区别.

III. 实验结果及分析讨论

实验采用单道分析器对 137Cs 的能谱进行测量, 得到的结果绘为图线, 见图 2

实验的能谱图线为各测量得到的实验点作自然样条插值得到, 根据插值结果, 我们可以求出 ¹³⁷Cs 的0.662 MeV峰的半峰宽度和峰位置等, 并由此计算出闪烁谱仪的能量分辨率. 相关数据参见表 I

另一方面,实验对闪烁谱仪完成了标定,并且拟合出了能量刻度曲线. 相关的标定数据见表 II, 拟合的能量刻度曲线见图 3.




图 2: 实验测量并绘制的 137Cs 能谱图线, 图中能谱图线为各实验点作自然样条插值得到的.

表 I: 能量分辨率的相关计算数据表格, 表中左右半高位置和峰位置都是计算实验数据点的自然样条插值结果得到的

	右半高位置/V	半高宽度/V	
6.676	7.311	0.635	6.996
	能量分辨率 ϵ	0.0908	

表 II: 用于标定能量刻度曲线的标定数据以及能量刻度曲线的集合结果数据表格.

峰位置脉冲幅度 U/V	放射线能量 E/MeV
3.5	0.662
1.1	0.184
6.8	1.33
6.0	1.17
拟合斜率/(MeV)V ⁻¹	0.2013
拟合截距/MeV	-0.03922
相关系数	0.999990




图 3: 实验标定完成的闪烁谱仪能量刻度曲线, 图中直线为对标定数据作最小二乘线性回归的结果

IV. 结论

实验鉴定了 NaI(Tl) 闪烁谱仪的能量分辨率, 结果为

$$\epsilon = 0.0908 \tag{5}$$

并且测量了 ¹³⁷Cs 的能谱图, 见图 2

实验完成了对闪烁谱仪的标定,测得了其能量刻度曲线为

$$E = 0.2013X - 0.03922 \tag{6}$$

并绘制了这一曲线, 见图 3

V. 致谢

感谢楼建玲老师在实验中认真而专业的指导. 感谢史寒朵学姐提供实验报告文档作为实验报告格式的参考.

[1] 吴思成, 王祖铨 2010 近代物理实验(第三版)(北京: 高等教育出版社)第65页.

[2] 史寒朵 北京大学 2012 年近代物理实验报告: He-Ne 激光器放电性质研究.

A. 思考题

a. 因为不作能量刻度的话, 无法建立测量值和能量值之间的一一对应关系.

本实验使用 ¹³⁷Cs, ⁶⁰ Co 的标准峰来作刻度.

放射源不够多时,原则上来讲只需要知道两个标准峰就能完成刻度.


- b. 图线越集中, 能量分辨率越高
- c. 测量时间应该考虑放射源活度选取, 时间越长, 测量越精确.
- d. 道宽和改变量应该参考峰宽选取; 脉冲幅度应合适选取使得峰在量程内能被完整测量.
- e. 反散射峰是射线在光电倍增管上作 180 度康普顿散射的结果,增加闪烁体厚度可以减少这一效应.

B. 实验数据的处理代码


实验数据使用 sage 数学套件处理, 处理代码作为附件附在文后.


Experiment 4 - NaI

```
data = open(DATA + "GData").read()
data = data.split("\n")
data = [i.split(",") for i in data if i]
X = [float(i[0]) for i in data]
Y = [float(i[1]) for i in data]
s = spline(zip(X,Y))
P1 = plot(s, xmin = 0.8, xmax = 8.0)
P1
```



```
P2 = scatter_plot(zip(X,Y), marker="x")
P2
```





```
save(P1+P2,axes_labels=["U/V","N"], filename =
"/usr/tmp/plot1.pdf")
```

```
Max = find_local_maximum(s, 6, 8)
V = Max[1]
Max
```

(18424.035222346723, 6.9959497250444445)

```
y = lambda x:s(x) - Max[0]/2
V
```

6.9959497250444445

```
V1 = find_root(y,6,7)
V1
```

6.675689143034632

```
Vr = find_root(y,7,8)
Vr
```

7.3106975632969196

```
dV = Vr - Vl

dV
```

0.6350084202622872


```
e = dV/V
e
```

0.090768007950236249


```
from scipy import stats
cali = [[3.5,0.662],[1.1,0.184],[6.8,1.33],[6.0,1.17]]
res = stats.linregress([i[0] for i in cali],[i[1] for i in cali])
res
```


(0.20131434282858571, -0.03921739130434776, 0.9999898684004398, 1.0131599560203604e-05, 0.00064079191869478652)

```
var("x y")
y(x) = res[0]*x + res[1]
P1p = plot(y,1,7)
P1p
```



P2p = scatter_plot(cali, marker="x")
P2p





save(P1p + P2p, axes_labels = ["U/V", "E/MeV"], filename =
"/usr/tmp/plot2.pdf")